

Der Umwelt zuliebe...

eco
PULSE™


ECO Pulse Pulse Lavage System



deSouther
MEDICAL

> Vorteile im OP

- Maximale Flexibilität durch Universalanschluss für die Soutter Maschinensysteme.
- Lange Spüldauer durch Verwendung der Motorhandstücke als Antriebsquelle.
- Umfangreiche Auswahl an Spüldüsen - mit und ohne Absaugung.
- Integrierter Trichter als Spritzschutz.
- Geringes Lagervolumen auf Grund kompakter Verpackungseinheiten - bis zu 60% Platzersparnis gegenüber herkömmlichen Lavage-Systemen.
- Kraftvolle Spülperformance für optimale Knochen/Zement Haftung.
- Schnelles und einfaches Konnektieren über Bajonettschluß.



> Leistung:


Flüssigkeitsverbrauch 0 - 1,25 l/min

Variable Impulszahl 0 - 1600 H/min



Ökologische Aspekte

- Umweltfreundliches Spülsystem durch Wiederverwendung des Antriebsmotors.
- Minimierung der Abfallmenge bzw. der Kosten, da nur die Spülsets zu entsorgen sind.
- Keine Sondermüllentsorgung von Akkus.



REDUKTION DER ABFALLMENGE

60%



Spülsets (5er Pack)

- P20-100 Spülset Universal - mit Absaugung und P20-121 Spüldüse
- P20-101 Spülset Hüft-Arthroplastik - mit Absaugung und P20-121 + P20-123 Spüldüsen
- P20-102 Spülset Hüft-Arthroplastik mit Bürste und Absaugung sowie P20-121 + P20-124 Spüldüsen
- P20-103 Spülset Universal - ohne Absaugung mit P20-120 Spüldüse
- P20-104 Spülset Hüft-Arthroplastik - ohne Absaugung mit P20-120 + P20-122 Spüldüsen
- P20-105 Spülset-Universal (Hochdruck) mit Absaugung und Spüldüse P20-125
- P20-106 Spülset-Universal (Hochdruck) ohne Absaugung und Spüldüse P20-125
- P20-107 Hüft-/Kniearthroplastik (Hochdruck) mit Absaugung und Spüldüsen P20-123 (Hüfte) sowie P20-125 (Knie)
- P20-108 Spülset Hüft-/Kniearthroplastik (Hochdruck) ohne Absaugung mit Spüldüsen P20-122 (Hüfte) sowie P20-125 (Knie)

Spüldüsen (5er pack)

- P20-120 Spüldüse, kurz - ohne Absaugung
- P20-121 Spüldüse, kurz - mit Absaugung
- P20-122 Spüldüse femoral - ohne Absaugung
- P20-123 Spüldüse femoral - mit Absaugung
- P20-124 Femoralbürste - mit Absaugung
- P20-125 Spüldüse, kurz , mit Absaugung
- P20-126 Spüldüse femoral - mit extra starker Absaugung

Handstücke



Modell	Bestell-Nr.	Druckluft-Anschluss
PLX-620	226574	PLX standard
PLX-621	226584	MPX
PLX-622	226604	A.O.
Impulszahl		0 - 1450 H/min
Flüssigkeitsverbrauch		1,2 l/min
Waschverschluss für PLX Handstück		
Bestell-Nr.	8110	

LX-620 Spülaufsatz



Bestell-Nr. 15820
 Impulszahl 0 - 1600 H/min
 Flüssigkeitsverbrauch 1,25 l/min

Kann nur in Verbindung mit dem De Soutter Medical MDX-610 Akku-Motorhandstück bzw. MPX-610 Druckluft-Motorhandstück eingesetzt werden.

PLX-620 Druckluftschläuche mit Waschverschluss

Kupplung	Länge 3m	Länge 4m	Länge 5m
MA7 Schrader	13600	13700	13800
AO	13610	13710	13810
AGA inst.	13620	13720	13820
Draeger	13630	13730	13830
Heyer	13640	13740	13840
Air Liquide*	13650	13750	13850
DIN*	13660	13760	13860
AGA Air*	13670	13770	13870

* Auf Anfrage

122-D-5