

STRUMENTI MEDICI A MOTORE

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI



SERIE MDX - ORTOPEDIA DELLE OSSA LUNGHE/TRAUMATOLOGIA

KDX-600
SEGA SAGITTALE



MDX-600
MANIPOLO
MODULARE

- Sistema versatile con 26 attacchi standard e con meccanismo a cambio e blocco rapidi
- Tecnologia avanzata di cambio batteria
- Scelta tra batteria aseptica, batteria sterilizzabile e sistema di alimentazione elettrica via cavo
- Codici a colore per rapidità di riconoscimento
- Avanzamento/ inversione istantanei e blocco di sicurezza con una sola manopola

Batteria e Alimentazione via cavo



SERIE MPX - ORTOPEDIA OSSA LUNGHE/TRAUMATOLOGIA

MPX-600
CON SEGA
SAGITTALE



MPX-600
CON TRAPANO


- Ergonomic handpiece & attachment combination.
- Attachments feature quick release accessory chucking.
- High power, high torque coaxial motor.
- Single handed, instant forward/reverse.
- System versatility with 27 standard attachments.

Pneumatico



SERIE MPZ & EPV - CHIRURGIA PICCOLE OSSA - ESTREMITÀ

EPV-201
COMANDO A
PEDALE



MPZ-400
COMANDO
MANUALE

- Eccezionale rapporto potenza - peso
- Codici colore per rapidità di riconoscimento
- Sistema versatile con 25 attacchi standard
- Scelta di comando manuale o a pedale

Pneumatico



SDX & DPX - CHIRURGIA CARDIO/TORACICO

SDX-600
BATTERIA



DPX-577
PNEUMATICO

- Scelta fra batteria e motore pneumatico
- Versatilità di un approccio inferiore o superiore
- Meccanismo a baionetta di montaggio lama
- Cambio veloce del meccanismo di montaggio a protezione dello sterno
- Progressiva levetta funzionale a velocità progressiva con rapida azione bloccaggio di "sicurezza"

Batteria e Pneumatico



HST - ALTA VELOCITÀ - NEURO/ENT/SPINALE

HST-100
ANGOLATO



HST-100
RETTO



HST-100
CRANIO



- 100,000 rpm velocità di rotazione
- Ultrasottile e leggerissimo
- Carica rapida delle frese e delle punte
- Elevato range di strumenti da taglio con relative frese

Pneumatico



STERICUT - CONFEZIONE STERILE



- Elevato range di frese, lame, punta da trapano e fili di Kishner
- Utilizzati soltanto materiali di qualità superiore
- Servizio di distribuzione veloce e sicuro
- Focalizzazione sul contenimento del costo
- Oltre 50 tipi di connessioni diverse e oltre 1000 lame opzionali

Frese e lame



SISTEMA CLEAN CAST



- Seghetto per ingessature con o senza sistema di estrazione polvere
- Basso voltaggio con opzione di alimentazione elettrica via cavo
- Leggera, equilibrata ed ergonomica
- Basso livello sonoro e ridotte vibrazioni
- Completa gamma di lame per tagliare ogni tipo di ingessatura

Rimozione Ingessatura



SISTEMA CLEAN CUT



- Seghetti per autopsia con o senza sistema di estrazione polvere
- Elettrico o pneumatico
- Velocità variabile per un taglio efficientemente ottimale
- Basso livello sonoro e ridotte vibrazioni
- Semplicità di pulizia

A u t o p s i a



Tutti i prodotti elencati in questo catalogo hanno la garanzia ragionevolmente completa di De Soutter Medical di 12 mesi. Tutti gli strumenti hanno il marchio CE

Contattaci per parlare con il nostro Customer Service

Tel 02 90094098

Fax 02 90092673

Email info@desouttermedical.it

De Soutter Medical (Italia) Srl
Palazzo Marco Polo, Il Girasole, 20084 Lacchiarella (Mi)
pubblicazione N°166, fascicolo 1

de Soutter
MEDICAL