



# hekaDrill



## HÖCHSTE PRÄZISION

*und Innovation waren die Leitmotive bei der Entwicklung des hekaDrill Systems.*

Eigenschaften:

- High-Speed-Motor – bis 85.000 U/min. Fräsen mit Untersetzung möglich/Geschwindigkeitskontrolle "low-speed". (minimal 200 U/min)
- Die innovative Motorentechnologie ermöglicht dem Operateur ein komfortables Arbeiten bei minimaler Wärmeentwicklung.
- Einstellbare Fräsertiefen.
- Kabelloses Fußpedal mit verschlüsselter Netzwerktechnologie zur Anwendersicherheit.
- Programmierbare Geschwindigkeitsregulierung.



5 mögliche Tiefeneinstellung der Fräser, für flexiblen Einsatz und geringe Verbrauchskosten.



# ELEKTRISCHES HANDSTÜCK UND AUFSÄTZE

HANDSTÜCK	Bestellnummer	Modell	Ausführung	Geschwindigkeit U/min
	103347	HDS-121	Kabellänge 4m	200 - 85.000
	103352 104184	HDS-122	mit Ventilhebels- steuerung Ventilhebel	200 - 85.000
AUFSÄTZE GERADE	Bestellnummer	Modell	Länge-mm	Ø Fräserschaft
	103360	S-C07	70	2,38
	103383	S-C10	100	2,38
	103394	S-C15	150	2,38
	103409	S-D09	90	3,18
	103414	S-D14	140	3,18
	103438	S-D26	260	3,18
SLIMLINE				
	104035	S-C07S	70	2,38
	104056	S-C10S	100	2,38
	104312	S-C12S	120	2,38
	104062	S-C15S	150	2,38
ABGEWINKELT				
	103446	A-C07	70	2,38
	103451	A-C10	100	2,38
	103467	A-C15	150	2,38
	103472	A-D14	140	3,18
ABGEWINKELT, SLIMLINE				
	104070	A-C07S	70	2,38
	104081	A-C10S	100	2,38
	104320	A-C12S	120	2,38
	104097	A-C15S	150	2,38
ABGEWINKELT, MODULAR				
	104159	A-M01	Abgewinkelter modularer Aufsatz	
CRANIOTOM				
	103508	C-C09	90	(Klein) 2,38
	103480	C-C10	100	(Mittel) 2,38
	103495	C-D12	120	(Groß) 3,18
METALLSCHNEIDER				
	104137	M-D06	-	3,18
PERFORATOR AUFSATZ				
	103519	P-P01	Hudson	1,000
	In Verbindung mit HDS-121 bei 72.000 U/min			
		nur auf Anfrage		
	103686 Feststellschlüssel für HDS-1xx im Lieferumfang des Handstücks enthalten			
	Auswahl an steril verpackten Fräsern finden Sie im Stericut® 2677			





Beschreibung	Modell	Bestellnummer
Konsole - ohne Spülsystem	PC-120	103305
Konsole - mit Spülsystem	PC-121	103318



Die hekaDrill Steuerkonsole ist mit und ohne Spülsystem erhältlich und besitzt u.a. folgende Funktionen:

- Paralleler Einsatz von zwei Antriebsmotoren
- Individuell einstellbare Geschwindigkeitsregulierung.
- Anwenderspezifische Einstellung der Spülfunktionen.
- Einfache Speicherung und Zugriff auf mehr als 200 Nutzerprofile.
- Permanente Anzeige der aktuellen Betriebseinstellung über Leuchtringe.

# SPÜLUNG UND FUßPEDALE

## STERILES SPÜLSET



Steriles Spülset  
Inhalt je Box: 5 Sets  
Bestellnummer: S101461

## FUßPEDALE



- Erhältlich als Kabel- oder kabellose Variante.
- Kabelloses Fußpedal mit verschlüsselter Netzwerktechnologie (128 BIT) zur Anwendersicherheit.
- Kabelausgang A oder B wählbar.
- Unterleuchtetes Fußpedal zur besseren Erkennung



4m Kabel zum Laden und Verbinden des Fußpedals mit der Steuerkonsole.

Bestellnummer: 103597

	Modell	Bestellnummer
Kabelversion	MFP-120	103556
Kabellos	MFP-121	103562

## STROMVERSORGUNG

3m Versorgungskabel, wahlweise:

UK	Bestellnummer: 8290
Euro	Bestellnummer: 8300
USA/Kanada	Bestellnummer: 8310
Australien/Neuseeland	Bestellnummer: 8320
Japan	Bestellnummer: 8330
Schweiz	Bestellnummer: 14700



HANDSTÜCK	Bestellnummer	Modell	Geschwindigkeit U/min
-----------	---------------	--------	-----------------------



103339

HDS-111

100,000

Das HDS-111-Handstück ist mit allen geraden und abgewinkelten Aufsätzen, sowie der Craniotome kompatibel

PERFORATOR	Bestellnummer	Modell	Geschwindigkeit U/min	Betriebsdruck
------------	---------------	--------	-----------------------	---------------



103524

P-P02

850

7 bar

Hudson Trepananschluss

FUSSPEDAL	Bestellnummer	Modell	Anschluss Fusspedal - Eingang	Anschluss Fusspedal - Ausgang
-----------	---------------	--------	-------------------------------	-------------------------------



14900

FV-220

3m Druckluftschlauch mit MA7 Anschluss

Passend zu Druckluftschläuchen (s.unten)



Länge 3 m - Bestellnummer 103535  
Länge 4 m - Bestellnummer 103803  
Länge 5 m - Bestellnummer 103816



Waschverschluss für HDS-120/ P-P02  
Bestellnummer: 9950



# STERILISATIONSSYSTEME

## STERILISATIONSSYSTEME



### ELEKTRISCHES SYSTEM

Bestellnummer: 103610

Deckel, Siebkorb, Einsatz für Handstück und Kabel,  
Einsatz für Fräseraufsätze

Optionale Einsätze erhältlich für:

- Handstück HDS-12X
- Perforator P-01
- Steuerkabel

Einsatz für Fräseraufsätze:

Optionaler Einsatz für bis zu 5 Fräser

### PNEUMATISCHES SYSTEM

Bestellnummer: 103629

Deckel, Siebkorb, Einsatz für Handstück/  
Schlauch und Fräseraufsätze:

Optionale Einsätze erhältlich für:

- Handstück HDS-120
- Perforator P-02
- Druckluftschlauch

Einsatz für Fräseraufsätze:

Optionaler Einsatz für bis zu 5 Fräser

### SIEBKORB UND EINSÄTZE

Siebkorb mit Deckel

Bestellnummer: 103944

Einsatz für elektrisches System

Bestellnummer: 103953

Einsatz für pneumatisches System

Bestellnummer: 103989

Einsatz für Fräser Aufsätze

Bestellnummer: 103966

## **VEREINIGTES KÖNIGREICH (INTERNATIONALER HAUPTSITZ)**

De Soutter Medical Limited  
Halton Brook Business Park, Weston Road,  
Aston Clinton, Aylesbury, Bucks HP22 5WF  
Tel: +44 (0) 1296 634 000  
Email: info@de-soutter.com

## **AUSTRALIEN**

De Soutter Medical Australia Pty Ltd  
2/12-14 Apollo Drive, Hallam  
Victoria 3803  
Tel: +61 (0) 3 9702 4441  
Email: australia@de-soutter.com

## **ÖSTERREICH**

De Soutter Medical Austria  
Hauptstrasse 122-124/Büro 01  
3420 Kritzensdorf  
Tel: +43 (0) 2243 239000  
Email: austria@de-soutter.com

## **BELGIEN**

De Soutter Medical Belgium  
Bessemersstraat 14  
3620 Lanaken  
Tel: +32 (0) 89/47 15 37  
Email: belgium@de-soutter.com

## **FRANKREICH**

De Soutter Médical France  
1 252 Avenue du Parc des Expositions  
33260 La Teste de Buch  
Tél. : +33 (0) 5 56 54 89 36  
Email : france@de-soutter.com

## **DEUTSCHLAND**

De Soutter Medical Deutschland  
Bahnhofstraße 4  
D-66625 Nohfelden  
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46  
Email: deutschland@de-soutter.com

## **ITALIEN**

De Soutter Medical Italia  
Località Fornace SNC  
27022 Casorate Primo - PV  
Tel: +39 (0) 2 9009 4098  
Email: italy@de-soutter.com

## **NIEDERLANDE**

De Soutter Medical Nederland  
Gelderlandhaven 2X  
3433 PG Nieuwegein  
Tel: +31 (0) 85 0491480  
Email: nederland@de-soutter.com

## **VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA**

De Soutter Medical USA, Inc.  
224 Rolling Hill Road, Suite 12A  
 Mooresville, NC 28117  
Tel: +1 (704) 655 9040  
Email: usa@de-soutter.com

**deSoutter**  
MEDICAL

VERTRIEB DURCH DE SOUTTER MEDICAL,  
HERGESTELLT BEI ZETHON